

From Eye to Insight

Leica
MICROSYSTEMS

如何在科研中用好激光共聚焦



徕卡显微系统（上海）贸易有限公司

方策 7/18/2018

内容


- 1、荧光成像原理及其应用
- 2、激光共聚焦的成像原理及应用
- 3、不同扫描模式的应用及其参数设置
- 4、高级成像应用及图像后期处理
- 5、样品制备注意事项及技巧
- 6、新技术简介

徕卡显微系统 — 悠久的历史

169年显微镜世家

“With the user, for the user”

— Ernst Leitz



1849

Carl Kellner's
Optical Institute



 WILD LEITZ

1967
Image
Analysis



1849

1914

1967

1986

1990

1998

2005

一个品牌 - 三个独立营运的公司

◆徕卡相机公司

◆徕卡测量系统公司


◆徕卡显微系统公司

对于这三家有着悠久历史和文化遗产并已独立的公司，徕卡品牌是三家公司之间的唯一连接。徕卡显微系统是徕卡商号和商标的拥有者，并可授权其他公司使用。




显微镜的不同观察方式


明场




相差




DIC



荧光





共聚焦最主要的观察对象：荧光信号




荧光蛋白或荧光染料

荧光蛋白与荧光染料




The Illuminated Cell

Invitrogen Cellular Analysis—biology in context




13. Mitochondria

036270 Organelle Lights™ Mito-GFP
M7512 MitoTracker™ Red CMXRos
M7514 MitoTracker™ Green FM
M7510 MitoTracker™ Orange CMTRos
T3168 JC-1
anti-OxPhos antibodies





14. Nucleus

036219 Organelle Lights™ Nuc-YFP
036220 Organelle Lights™ Nuc-GFP
S1576 SYTO™ 14
S11941 SYTO™ 59
D1906 DAPI
H3170 Hoechst 33342
S14899 SYTO™ Red
S1820 SYTO™ Green
T3605 TO-PRO™ 3 iodide




1. Nucleoli

S32703 SYTO™ RNASelect™ green fluorescent cell stain




11. Cytoskeleton/Tubulin

T34075 TubulinTracker™ Green
T34661 TC-RhoA™ mammalian TCRγ Gateway™ expression vectors
M170s anti- α -tubulin




12. Nuclear Envelope

036213 Organelle Lights™ NE-GFP




10. Plasma Membrane

F34653 FM™ 4-64FX™ (fluible analog of FM™ 4-64 membrane stain)
F3535 FM™ 1-43FX™ (fluible analog of FM™ 1-43 membrane stain)
036276 Organelle Lights™ PM-GFP
036277 Organelle Lights™ PM-YFP
036225 Organelle Lights™ PM-GFP
C13045 CellMask™ Orange plasma membrane stain
C13046 CellMask™ Deep Red plasma membrane stain
W1182 Alexa Fluor™ 594 wheat germ agglutinin




9. Peroxisomes

036215 Organelle Lights™ Peroxi-GFP
036215 Organelle Lights™ Peroxi-GFP
S34201 SelectFX™ Alexa Fluor™ 488 Peroxisome Labeling Kit




8. Lipid Rafts

H13950 BODIPY™ FL-C₁₂ ganglioside G_{M1}
Y34405 Vybrant™ Alexa Fluor™ 488 Lipid Raft Labeling Kit
Y34404 Vybrant™ Alexa Fluor™ 555 Lipid Raft Labeling Kit
Y34405 Vybrant™ Alexa Fluor™ 594 Lipid Raft Labeling Kit




7. Cytosol

H32711 HCS CellMask™ Red cytoplasmic/nuclear stain
H34560 HCS CellMask™ Deep Red cytoplasmic/nuclear stain
H34558 HCS CellMask™ Blue cytoplasmic/nuclear stain
036227 Organelle Lights™ Cyto-GFP
C2927 CellTracker™ Orange CMTR
C2925 CellTracker™ Green CMTR
C34532 CellTracker™ Red CMTR
035021 Tracker™ 635 Cell Labeling Kit
C3100MP calcein, AM




2. Endoplasmic Reticulum

E34251 ER Tracker™ Green
E34250 ER Tracker™ Red
036223 Organelle Lights™ ER-GFP
S34200 SelectFX™ Alexa Fluor™ 488 Endoplasmic Reticulum Labeling Kit




3. Golgi Complex

036215 Organelle Lights™ Golgi-GFP
036224 Organelle Lights™ Golgi-GFP
A12170 anti-golgin-97
N22651 NBD-C₁₂ ceramide complexed to BSA
B22650 BODIPY™ FL-C₁₂ ceramide complexed to BSA
B34400 BODIPY™ TR-C₁₂ ceramide complexed to BSA




4. Lysosomes

L7528 LysoTracker™ Red DND-99
L7526 LysoTracker™ Green DND-26
L7545 LysoSensor™ Yellow/Blue DND-160



5. Biosensors

Cytosolic Ca²⁺	Fluo-4	Fluo-4 AM Calcium Assay Kit	Cytosolic pH	B1150 BCE11, AM
F36287	Camelion		C1272	SNARE™ 1, acetoxyethyl ester, acetate
E36205	Fluo-4 MW Calcium Assay Kit		Cytosolic ROS	M30008 MitoSOX™ Red mitochondrial superoxide indicator
I2223	Indo-1, AM		190307	Image-IT™ LINE Green Reactive Oxygen Species Detection Kit
I2121	Fluo-2, AM		A36003	APF
F34201	Fluo-4, AM		58237	CM-H ₂ DCFDA (ROS general)
R1245MP	Fluo-2, AM		011347	dihydroethidium (hydroethidium) (superoxide)
Cytosolic Mg²⁺	mag-Fluo-4, AM		Cytosolic RNS	anti-nitrotyrosine, rabbit IgG fraction
M14206	mag-Fluo-2, AM		A21285	DAF-FM diacetate
M1292	mag-Fluo-2, AM		023942	
F34195	FluoZin™-3, AM			
E36351	RhodZin™-3, AM			



6. Cytoskeleton/Actin





A12179 Alexa Fluor™ 488 phalloidin
R415 rhodamine phalloidin
A12381 Alexa Fluor™ 594 phalloidin

©2007 Invitrogen Corporation. All rights reserved. These products may be covered by one or more United States and/or foreign patents. For more information, visit www.invitrogen.com. Use of these products may require the purchase of additional components. Invitrogen and the Invitrogen logo are trademarks of Invitrogen Corporation. Other trademarks are the property of their respective owners. For research use only. Not for clinical use. Any other trademarks, trade names or registered service marks are the property of their respective owners. 7-01-07-11-0807


Molecular Probes™
invitrogen detection technologies

invitrogen™

www.invitrogen.com




细胞核、黏着斑蛋白和微丝



肾脏组织学切片

蓝色：细胞核，绿色胞浆，

红色：平滑肌细胞



信号分子探针

Ca²⁺ Fluo-3, Fluo-4, Calcium Green, Fura2等


pH BCECF AM

ROS H₂DCFDA (DCF)
Singlet Oxygen Sensor Green

NO DAF

膜电势 JC-1, DiOC₆(3)

激发光谱和发射光谱



Shorter wavelength

Longer wavelength

Higher frequency



Lower frequency

Higher energy

Lower energy

Fluorescence Excitation Spectrum


Fluorescence Emission Spectrum





激发光谱

发射光谱

荧光显微镜




荧光滤块转轮





荧光显微镜光路图

宽场荧光显微镜的局限




激光共聚焦显微镜


Excitation Sources



激光共聚焦显微镜原理




共聚焦 vs 宽场显微镜



徕卡SP8扫描光路图



Leica TCS SP8 扫描头光路图



激光器

固体激光器

1、405nm 激光器50mW :

DAPI, Hoechst 33342蓝色荧光

2、488nm 激光器20mW:

FITC, GFP, Alexa 488等绿色荧光

3、514nm激光器20mW:

YFP, Venus等黄色荧光


4、552nm 激光器20mW:

RFP, mCherry, Cy3, Alexa 555等红色荧光


5、638nm 激光器30mW:

Cy5, Alexa 647等近红外荧光

AOTF: 精确控制激光能量



激光控制: AOTF - ROI 扫描





ROI1: 488nm for FITC only. (Green colour)

ROI2: 405nm for DAPI, 488nm for FITC, and 552nm for TRITC

ROI3: 552nm for TRITC only (Red colour)


ROI4: 405nm for DAPI only (Blue colour)

光转化荧光蛋白Kaeda




Fusion of mitochondria in single onion bulb epidermal cells transformed with Kaeda fusion proteins.

Leica TCS SP8 扫描头



扫描振镜

扫描振镜的速度决定了共聚焦成像的快慢




共聚焦扫描过程

由于使用点光源和探测针孔，共聚焦显微镜每次只能探测一个特定的点的信息。为了能够得到一个二维的图像，必须要在x- 和 y-方向移动采样点。

线性扫描：相同扫描速度下的图像信噪比更好

传统的正弦扫描

非对称的线性扫描






Dwell time

1.20 μ s

3.05 μ s

512*512 @ 400Hz



• Lightning

• STED

• FALCON

光子计数模式： 2.5倍的亮度提高


普通模式： 58% 信噪比提升

徕卡SP8 – 双扫描头


同一系统内两套扫描振镜，分别实现高分辨率扫描 + 高速扫描

扫描器	扫描速度 @ 512×512
全视野扫描器	7 fps
共振扫描器 8K	28 fps

血细胞流动



激光点扫描成像光学放大




上方为63×物镜下不放大扫描图像，下方为zoom放大图像

Nyquist采样定律

采样频率必须要达到信号频率的2-3倍。


$$d_{pix} = \frac{1}{3} \times r_{xy} = \frac{1}{3} \times \frac{0.61 \times \lambda_{ex}}{NA}$$

为了获得最佳分辨率，需要达到
“像素点尺寸(pixel size)” = “当前所使用物镜的横向光学分辨率大小” 的1/2 – 1/3。



Magnification	63	40	10
Numerical Aperture	1.4	1.25	0.4
Optical Resolution [μm]	0.14	0.16	0.5
Field (Edge) [μm]	238	375	1500
# Resel (Field / Resolution)	1700	2344	3000
2 x Oversampling	3400	4688	6000
3 x Oversampling	5100	7031	9000

扫描图像参数设置




HCX Aplanachromat 40x/1,25 oil
At ca 550nm wavelength

lateral resolution: $\approx 0,2 \mu\text{m}$
axial resolution: $\approx 1,0 \mu\text{m}$


高分辨率要求: **pixel size** < **0.5 * xy侧向分辨率**

但扫图分辨率越高, 光毒性和淬灭越强

**20x/0.7 NA Objective + 1024x1024 pixels =
loss of detail**




8192x8192 detail



1024x1024 detail


Leica TCS SP8 扫描头




分光镜

荧光


激光




激光 + 荧光




Leica TCS SP8 扫描头




共聚焦针孔 (pinhole)




三维成像



光学层切



共聚焦针孔参数设置




针孔越大，信号越强，但分辨率越低，
针孔越小，信号越弱，但分辨率越高，
各种性能最平衡的针孔大小为1 AU；


当荧光很弱时，可适当调大针孔直径

Leica TCS SP8 扫描头

荧光分光部件




滤色片分光与棱镜分光




Leica SP2 – SP8

棱镜分光，狭缝检测








荧光接收范围设置



双击滑条可手动更改波长范围




光谱检测器的参数调节



序列扫描

DAPI与其他染料之间的窜色




由于染料之间的荧光发射光谱的交叉（窜色），所以多色标记时经常需要通过序列扫描进行成像。

序列扫描

一个序列中只开一根激光谱线和一个检测器

以下另类实验 强烈建议使用序列扫描：

- 1、与DAPI组合的多色成像
- 2、共定位分析



1

Place your sample,
load the settings

2

Set the
excitation lasers

3

Tune the
spectral detection


4

Adjust the detector

5

Get the result!

检测器



HyD是**Hybrid Detector**的简写，指的是整合了**PMT**和**APD**结构的混合型检测器。

PMT: 动态范围大，但是灵敏度较低，背景噪音较高


APD: 灵敏度很高，噪音很低，常用于单分子荧光检测

HyD综合了以上两者的优点：高灵敏度，低噪音和大动态范围。


HyD具有更高的光子检测效率

HyD适用于


- 1、弱荧光成像
- 2、低光毒性活细胞实验
- 3、深度成像



标准模式




PMT




HyD

光子计数模式十分适用于内源表达弱荧光成像




HyD




PMT

受衍射限制的成像分辨率



关小针孔可提高分辨率，但是信号强度会减弱，图像信噪比会变差




Convolution and Deconvolution


卷积与反卷积

- Convolution of 2 objects with PSF


Convolution



Object



Optics




Image

Convolution and Deconvolution


- 反卷积能提高图像信噪比，同时提高分辨率

Deconvolution




Image

/



Optics


=



Restored Image

Lightning

Adaptive Multicolor Super-Resolution




Confocal | STED | MP

Including every imaging modality




Lightning超高分辨率系统


Confocal





Lightning



Lightning超高分辨率系统




22011
65535




Alexa594标记的线粒体

Lightning超高分辨率系统



32924
65535

Confocal




Lightning




Deep Red STAR635P

Lightning

SP8




Lightning



COS-7 cells. Sample: courtesy of Dr. Jana Doehner, Center of Microscopy and Image Analysis, University of Zurich, Switzerland.

Lightning能大幅提高图像信噪比




Imaginal leg disc of *Drosophila* showing the distribution of the **canoe-YFP** fusion protein, acquired in living sample with the resonant system, without or with deconvolution. Courtesy of Magali Suzanne, LBCMCP, University of Toulouse III

Lightning可提高三维重构通透感


Raw



Deconvolved




xyz 层切扫描



最大强度投影


成像模式



XYZ扫描



MIP最大强度投影

神经细胞











毛细胞


20 μm

20 μm



三维重构：4种渲染模式





如何提高成像穿透深度


- 1、使用更长波长的近红外染料；
- 2、使用高灵敏度的HyD检测器；
- 3、通过提高激光能量和检测器增益进行深部组织荧光亮度的补偿（z compensation）；
- 4、对样品进行透明化处理。

三维重构模块

斑马鱼头部原始数据
GFP标记肿瘤细胞
mCherry标记血管
z compensation

z=5098.3 μ m


0 μ m 50




斑马鱼头部
GFP标记肿瘤细胞
mCherry标记血管

Clarity透明化样品


Before




After




Clarity







Single-Cell Phenotyping within Transparent Intact Tissue through Whole-Body Clearing




Single-Cell Phenotyping within Transparent Intact Tissue through Whole-Body Clearing




K




L





300 um



透明化的小鼠大脑

脑血管 + 星形胶质细胞

100 μm



Stack recording

axial res.: $\approx 1,0 \mu\text{m}$


Z-distance: $6,4 \mu\text{m}$

HCX Apochromat 40x/1,25 oil
At ca 550nm wavelength

lateral resolution: $\approx 0,2 \mu\text{m}$

axial resolution: $\approx 1,0 \mu\text{m}$


Z轴层切厚度需要满足过采样



Stack recording

axial res.: $\approx 1,0 \mu\text{m}$


Z-distance: $3,2 \mu\text{m}$



Stack recording

axial res.: $\approx 1,0 \mu\text{m}$


Z-distance: $1,6 \mu\text{m}$



Stack recording

axial res.: $\approx 1,0 \mu\text{m}$


Z-distance: $0,8 \mu\text{m}$




Stack recording

axial res.: $\approx 1,0 \mu\text{m}$




Z-distance: $0,4 \mu\text{m}$



xy大视野拼图




xy大视野拼图



Longitudinal slice of mouse brain
Red :BrdU, staining the proliferative cell
Blue: cell nucleus
Green: NeuN, staining the mature neure

Courtesy of Dr. Wei Mo, School of Life Sciences, Xiamen University, China

xy大视野拼图




Longitudinal slice of mouse brain
Red :BrdU, staining the proliferative cell
Blue: cell nucleus
Green: NeuN, staining the mature neure

Courtesy of Dr. Wei Mo, School of Life Sciences, Xiamen University, China

3D拼图


Mouse cnea tissue, multicolor immunofluorescent labeling,
Z-stack 9, Tile scan 6x5 in 20X objective with shading correction. Captured by SP8+LAS-X




mouse Cronea
Red :BrdU, staining the proliferative cell
Blue: cell nucleus
Green: NeuN, staining the mature neur

Courtesy of Dr. Zhizuo Chen, School of Life Sciences, Xiamen University, China

3D拼图z轴投影





xyt 扫描



0 hours

20 μ m



神经细胞轴突延伸

活细胞成像



小鼠胚胎异染色质的形成需要关键的组蛋白变体H3.3.

Courtesy of ME Torres-Padilla (Team L. Tora) & Marc Koch (Imaging Centre IGBMC).

显微注射oregon green后细胞的生存实验

Courtesy of Adrien Eberlin (Team L Tora) & Marc Koch (Imaging Centre IGBMC).

AFC硬件支持自动稳焦系统


AFC采用850nm LED，对细胞损伤更低、对近红外染料成像无影响

1. Focus Position


2. Temperature Drift

3. Instant Focus Adjustment


AFC硬件支持自动稳焦系统



xyzt 扫描




细胞器运动三维追踪




Arabidopsis thaliana protoplast
Monitoring mitochondrial (GFP-green) and chloroplast
(autofluorescence-red) movement.

xt扫描



Consecutive line-scan images from HAMs showing two calcium sparks and a calcium wave.


xt扫描： 血流速度测量




Dimensions

Dimension	Logical Size	Physical Length	Physical Origin
X	53	23.61 μm	74.46 μm
T	88	0.061s	0.230s


高端应用成像模块



荧光漂白后恢复 FRAP




荧光漂白后恢复 FRAP



FRAP参数设置


Zoom in:

可大幅增强漂白效果



Flymode:

结合双向扫描的方式，
适用于快速恢复实验



荧光共振能量转移 FRET


应用:

蛋白与蛋白相互作用


Cameleon测钙

蛋白构象变化


No FRET signal



FRET signal





FRET应用




FRET Pairs

Protein (Acronym)	Ex (nm)	Em (nm)	EC × 10 ⁻³ M ⁻¹ cm ⁻¹	QY	Relative Brightness (% of EGFP) ^a	Use as FRET probe
Aequorea-based FPs						
EBFP2	383	448	32.0	0.56	53	Donor to GFP/YFP
mCerulean3	433	475	40.0	0.87	103	Donor to YFP
mTurquoise	435	477	35.0	0.51	53	Donor to YFP
EGFP	488	507	56.0	0.60	100	Donor to OFP, RFP
mVenus	515	528	92.2	0.57	156	Acceptor for CFP, Donor to RFP
mCitrine	516	529	77.0	0.76	174	Acceptor for CFP
T-Sapphire	399	511	44.0	0.60	79	Long Stokes shift donor
mAmetrine	406	526	45.0	0.58	78	Long Stokes shift donor
REAcH	515	528	92.2	0.04	1	Strong absorber, weak emitter Acceptor for FLIM studies
Coral FPs						
Midoriishi Cyan	472	495	27.3	0.90	73	Donor to mKO
mTFP1	462	492	64.0	0.85	162	Donor to YFP, OFP, RFP
Kusabira Orange2	551	565	63.8	0.62	118	Acceptor for CFP
mCherry	587	610	72.0	0.22	47	Acceptor for GFP
TagRFP-T	555	584	81.0	0.41	99	Acceptor for GFP
mRuby	558	605	112.0	0.35	117	Acceptor for GFP

YC3.6 细胞内钙浓度测定





FRET AB (Acceptor Bleach) 受体漂白法



FRET SE (Sensitized Emission) 敏化发射法

	Channel 1 (A)	Channel 2 (B)	Channel 3 (C)
Specimen: FRET	Signal (Donor)	Signal (FRET)	Signal (Acceptor)
Specimen: Donor only	Signal (Donor)	Signal < Channel 1 (x-talk)	No Signal
Specimen: Acceptor only	Very little to no Signal (x-excited x-talk Acceptor)	Signal < Channel 3 (x-Excitation)	Signal (Acceptor)



FRET SE (Sensitized Emission) 敏化发射法

Method 1:

$$E_A(i) = \frac{B - A \times \beta - C \times \gamma}{C}$$

Ref. Wouters et al., TRENDS in Cell Biology, Vol 11, No.5,
May 2001: 203-211

Method 2:

$$E_A(i) = \frac{B - A \times \beta - C \times (\gamma - \alpha \times \beta)}{C \times (1 - \beta \times \delta)}$$

Ref. Van Rheenen, J., M. Langeslag, K. Jalink: Correcting Confocal Acquisition to Optimize Imaging of Fluorescence Resonance Energy Transfer by Sensitized Emission. Biophysical Journal, Vol. 86, April 2004: 1-13.

Method 3:

$$E_A(i) = \frac{B}{A}$$

The Ratiometric Calculation is used in samples with a fixed stoichiometry (1:1) of donor and acceptor (e.g. Cameleons).

图像处理功能

Process Tools
▼ Edit
Crop
Resize
Combine
Shading
Merge
Mosaic Merge
Image Alignment
▼ Adjust
Sharpness
Phase
Colors
HSL / HSV Colors
Background
Baseline
▼ Deconvolution
2D Deconvolution
3D Deconvolution
STED/Confocal Deconvolution
Generate 2D STED/Confocal PSF

▼ Noise Reduction
Median
Blur
▼ Segmentation
Thresholding
Morphological Filters
Seeding
▼ Visualization
3D Projection
▼ Dye Separation
Automatic
Channel
Spectral
▼ Topological
Topo Filter
3D View
▼ Excitation Emission Scans
Contour Plot
3D View

降噪：中值滤镜

Median

Series063_Crop002 Preview

1
2

Filter Settings

5 Radius 1 Iterations 3D Filtering

降噪：高斯滤镜

Blur

Series063_Crop002 Preview

1
2

Filter Settings

5 Kernel Size

荧光强度测量及计算器



测量维度



数据显示及分类方式设置

通道比率计算

钙离子浓度计算


相对荧光强度计算

一维测量





二维测量

Experiments		Tools		Graphs	
Stack Profile Statistics					
ROI1	Channel 1	Channel 2	Channel 3		
Mean Value	1500.19	1162.85	1509.43		
Pixel Count	117884	117884	117884		
Pixel Sum	176.85 10E6	137.08 10E6	177.94 10E6		
Length	17.64 μm	17.64 μm	17.64 μm		
Frame Count	52	52	52		
Variance	6816.4	530.5	25506.97		
Standard Deviation	82.56	23.03	159.71		
Average Deviation	62.79	17.12	138.57		
Max Amplitude	1594.52	1185.93	1731.57		
Max Position	9.34 μm	8.65 μm	9.68 μm		Export
Min Amplitude	1282.98	1096.86	1194.42		
Min Position	17.64 μm	17.64 μm	17.64 μm		
Center Of Mass Pos.	8.68 μm	8.75 μm	8.85 μm		
ROI2	Channel 1	Channel 2	Channel 3		
Mean Value	1513.31	1425.93	871		
Pixel Count	303680	303680	303680		
Pixel Sum	459.56 10E6	433.03 10E6	264.5 10E6		



二维时间序列测量



相对荧光变化计算

Relative Fluorescence

Analysis of Relative Fluorescence Changes

$\frac{dF(t)}{F(0)} = K: 1 * \frac{F(t): \text{Channel 1/ROI1} - F_0: 13049.64}{F_0: 13049.64 - F_b: 2459}$ Set Background

Definition of F(0)

Select ROI to define F(0): Channel 1/ROI1 Calculated F0: 13049.64


Apply

Load / Save Calculations

None

Delete Save

相对荧光强度变化



钙离子溶度计算

Calcium Imaging

Formula for Fluorescence Intensity Ratio: $R = F(340nm) / F(380nm)$

Ratio =

Channel 1

-

Background:

0



Set Background ROI

Channel 2

-

Background:

0



Concentration formula according to Grynkiewicz: $[Ca^{2+}] = Kd * (R - Rmin) / (Rmax - R) * Fo / Fs$

$[Ca^{2+}] =$

Kd[nM]:

1

*

Ratio

-

Rmin:

0

*

Fo:

1

Rmax:

1

-

Ratio

*

Fs:

1

Definition of Parameters

Image Scaling

Min:

0

Max:

1

Define Rmin/Rmax

Select ROI:

ROI1

Apply Rmin

Apply Rmax

Load / Save Calculations


None

比率计算、钙离子浓度计算


The screenshot displays the Leica software interface for microscopy analysis. The main window is divided into several panels:

- Top Panel:** Navigation tabs for Configuration, Acquire, Process, Quantify (active), Analysis, and Materials. File and Help menus are visible on the right.
- Left Panel:** Tool settings for "Analyse PSF". It includes options for Intensity, Report, and Stack Profile. Below are sorting options (Sort Channels, Sort ROIs, All in One) and PSF Parameters (Average Projection: Horizontal/Vertical, Peak Finder Threshold: 50, Width: 3). There are also checkboxes for Peak Finder Graph Options (Show Threshold, Show Half Maxima, Show Weight).
- Main View:** A 2x2 grid of microscopy images. Each image shows a different color channel (blue, red, green, and purple) with a circular ROI labeled "ROI.01". A vertical color scale bar is positioned to the left of the grid, with values 0, 255, and 255.
- Right Panel:** A toolbar with various analysis tools and a vertical stack of channel selection buttons (Ch1, Ch2, Ch3, 3D, etc.).
- Bottom Panel:** Status information including "Wavelength Stack_Processed001 x=1344 y=1022 (4.1 MB)" and "Size: 123.75 μm x 94.08 μm".


图像数据自动分析



散点图法共定位分析



散点图法共定位分析



共定位分析统计数据

	Colocalization
Pearson's Correlation	0.9405
Overlap Coefficient	0.9435
Colocalization Rate	94.92 %
Colocalization Area	65.25 μm^2
Area Image	2421.26 μm^2
Area Foreground	68.74 μm^2
Area Background	2352.52 μm^2

	Channel 1	Channel 2
Mean Intensity Image	3.01	4.27
Mean Intensity Colocalization	68.94	87.66
Intensity Sum Image	790274	1119142
Intensity Sum Colocalization	487006	619201

倒置显微镜成像耗材



盖玻片底35mm培养皿
(共聚焦成像专用小皿)



Chambered Coverglass

底部厚度**0.170mm**容器可用油镜观察

培养皿规格及类型

Glass Bottom Culture Dishes	
①	Dish diameter (35 or 50 mm)
P35	35 mm
②	Coating
G	Uncoated
GC	Poly-d-lysine coated
GCOL	Collagen Coating
③	Coverslip Thickness
No. 0	0.085 - 0.13 mm
No. 1.0	0.13 - 0.16 mm
No. 1.5	0.16 - 0.19 mm
No. 2.0	0.19 - 0.23 mm
④	Glass Diameter
10	Glass diameter (10, 14, 20 or 30 mm)

耗材供应商

MatTek Corporation


Thermo Scientific

Willco Wells

Ted Pella, Inc.

荧光染料的选择

荧光光谱查看器



Legend

- Absorption and fluorescence emission spectra of Alexa Fluor® 532 goat anti-mouse IgG antibody in pH 7.2 buffer.
- Absorption and fluorescence emission spectra of Alexa Fluor® 546 goat anti-mouse IgG antibody in pH 7.2 buffer.
- Absorption and fluorescence emission spectra of Alexa Fluor® 555 goat anti-mouse IgG antibody in pH 7.2 buffer.
- Absorption and fluorescence emission spectra of Alexa Fluor® 568 goat anti-mouse IgG antibody in pH 7.2 buffer.

Fluorophore

- 1: ex em
- 2: ex em
- 3: ex em
- 4: ex em
- 5: ex em

Excitation

Laser (nm):

Filter / Bandpass

/

/

/

Emission

Filter / Bandpass

/

/

/

/

Toggle Excitation Display

Toggle Emission Display

Clear All

（一）、荧光染料选购原则

1. 根据现有的**激光器**进行染料选择；
2. 多色荧光成像时，要尽量**避免染料之间的窜色**，同时还要避开样品自发荧光的影响；
3. 染料的物理化学性质，优先考虑**稳定性和抗淬灭性强**的染料，离子荧光染料尽量选择**Km值大**的染料，对细胞内的离子浓度缓冲作用小；
4. 尽量选择负载后不会改变细胞的生理生化状态，或**对细胞无毒副作用**的染料；
5. 根据自己的实验需求**是染活细胞还是固定细胞**，选择相对应的染料，有时还要考虑染料能否经受醛类物质的处理；
6. 包装形式：很多染料厂商会提供粉末和溶液两种形式，**优先选择粉末形式**的，粉末的稳定性和保质期一般要比溶液长很多，而且尽量选择多管分装的粉末；
7. 厂商选择：**首选Molecular Probes**，其次再考虑Sigma，Roche等其他公司。

（二）、荧光染料配制及操作注意事项

1. 详细阅读厂商提供的说明书，了解该染料的详细信息，严格参照操作指南进行配制；
2. 如果是多管分装的粉末，每次配一管，配成适当高浓度的母液，然后再小管分装，每管10~20微升，小管封口，避光，低温保存，尽量避免反复冻融，每小管依照次序用完后再另开新的小管；
3. 用母液配制的工作液尽量现配现用，染色过程尽量避光；
4. 第一次使用某染料时，必须根据说明书或参考文献，进行染色浓度和染色时间摸索，以确定最佳染色条件；
5. 为了增强染料的负载效率，可适当进行抽真空，或者添加微量的表面活性剂（如0.005% silwet, Triton X-100等等）；
6. 染完色后，用培养液或缓冲液洗涤几次，以降低背景荧光强度；
7. 染色完成后及时进行观察，适时使用些抗淬灭剂以增强染料的光稳定性。

徕卡SP8可扩展的高端成像技术

STED 3X 超高分辨率

WLL 白激光



HCS-A 高内涵筛选

Hi Speed 高速扫描



SMD 单分子检测

DIVE 光谱型多光子







CARS

Lightsheet 光片

相干反斯托克斯拉曼散射



不同分辨率的成像效果对比



The Nobel Prize in Chemistry 2014

"for the development of super-resolved fluorescence microscopy".



Eric Betzig



Stefan W. Hell



William E. Moerner

Leica 4Pi, STED, GSD & RESOLFT

徕卡--超高分辨率显微技术领航者




SP8 STED 3X: Confocal super-resolution



SR GSD 3D: WF super-resolution

超高分辨率显微技术类型（纳米显微镜Nanoscopy）

STED
xy 50nm
z 130nm




纯光学方法

Localization Microscopy
(GSD, PALM, STORM)

理论值 xy 20nm, z 50nm

实测值 xy ~40nm, z ~100nm



计算方法

超高分辨率显微镜技术对比


Confocal共聚焦



Leica SP8 STED <50nm

唯一纯光学实现超高
可使用常规染料
可进行活细胞快速成像
棱镜分光+光谱检测
穿透深度大**40-160**微米
升级扩展空间大

Widefield宽场显微镜



GSD, PALM & STORM
理论**20nm**，实测**40nm**


需要特殊染料及制样
成像速度慢（**0.5-20min**）
无法进行活细胞成像
采用滤片分光
穿透深度低**1~4**微米
无升级空间

STED 技术原理



Prof. Stefan Hell
MPI for Biophysical Chemistry, Göttingen





STED reveals immunolabeled subunits in amphibian NPC.

中科院昆明动物所与徕卡合作发表的STED应用文章

Virology Journal

[ABOUT](#)


[ARTICLES](#)

[SUBMISSION GUIDELINES](#)

[RESEARCH](#)

[OPEN ACCESS](#)

Visualizing the replicating HSV-1 virus using STED super-resolution microscopy

[Zhuoran Li](#), [Ce Fang](#), [Yuanyuan Su](#), [Hongmei Liu](#), [Fengchao Lang](#), [Xin Li](#), [Guijun Chen](#), [Danfeng Lu](#) and [Jumin Zhou](#) 


95 °C for 4 min; finally, cells were incubated with antibody at room temperature for 1 h. Images were acquired using a **Leica** TCS SP8 STED 3× (Germany). The distance measuring software was **Leica** LAS X. Figures were analyzed with Image-Pro Plus 6.0 software (USA).

中科院昆明动物所
病毒侵染的动物细胞


Alexa 488

Alexa 594

0 μm 2.5



STED图像的精确距离测量



双色STED活细胞成像


00:00:00.000

厦门大学公卫学院

药物（红色Alexa 594）和囊泡结构（绿色Alexa 647）连续2小时观察，1张/分钟。
能观察到中空的结构

0 μ m 10

SiR Tubulin 100 Frames



775 STED live:

Fluorophores courtesy of Spirochrome

Two-color STED Live Cell Imaging




Figure 1 | STED nanoscopy of dynamic interactions between ER and mitochondria.

Two-color STED Live Cell Imaging







Figure 2 | Golgi protein dynamics imaged by live-cell STED nanoscopy.




STED microscopy in the molecular layer of the somatosensory cortex of a mouse with EYFP-labeled neurons.



STED imaging of the temporal dynamics of dendritic processes within the molecular layer of a TgN (Thy1-YFP) mouse, about 10–15 μm below the surface.


单光子与多光子




单光子 vs. 多光子

Eye of zebrafish embryo (stained with DAPI)

Image size (xz): 125 μm x 125 μm - Objective: 63x 1.2 Water - Detection range: 400nm – 500nm




Ex: 405nm
PMT: 800V




Ex: pulsed IR / 780 nm
PMT: 800V

多光子更适合活体成像



活体小鼠观察




FITC标记的小鼠大脑血管
中山大学附一院

50 μm

A fluorescence microscopy image showing a network of green, branching blood vessels against a black background. The vessels vary in thickness and form a complex, interconnected pattern. The green signal is bright and clearly outlines the vessel walls.

FITC标记的小鼠大脑血管
中山大学附一院

$z=10824.7\mu\text{m}$





FITC标记的小鼠大脑血管
中山大学附一院

0 419




0





Over **1mm** penetration depth with two photon. The sample was a six month old narcotized mouse expressing neuronal YFP.


DIVE光谱型多光子系统



4Tune光谱检测单元




World's only true spectral NDD



The cortex of a living mouse with different types of nerve cells stained: In blue astrocytes, in green microglia, in yellow neurons and in red the blood system. The experiment was done by our beta-tester site at the DZNE in Bonn, Germany.

DIVE provides Spectral Freedom


Leica



Confetti Mouse, small intestine – gray SHG collagen,
green stem cells,
red, blue, yellow progeny of stem cells

Sample courtesy of Jacco van Rheenen.
University of Utrecht, NL

徕卡用心，服务贴心



徕卡自进入中国以来，以其杰出的产品质量和卓越的产品性能得到了广大中国用户的广泛青睐，并取得巨大发展。

自2012年以来，徕卡客户服务将“成为客户首选服务供应商和服务业务及品质的行业标杆”定为新的发展战略，以“**徕卡用心，服务贴心**”为其服务指导，在过去的日子里，徕卡在客户服务中心，在线技术支持，现场服务及物流等多方面强化服务流程，提升服务响应，改善服务态度，使其服务焕然一新，成为徕卡品质内涵的重要组成部分！

400-650-6632

Service.cn@Leica-Microsystems.com

欢迎关注
徕卡客服微信公众号




Welcome to Leica Science Lab

关注微信

Science Lab
LEARN | SHARE | CONTRIBUTE

Topics Authors Institutions Ev



Gated STED Microscopy with CW-STED Lasers



<http://www.leica-microsystems.com/science-lab/>